

Comparativa Analizadores Sysmex XS Series vs XN-L Series



	XS-1000i	XN-550	XN-450	XN-350
Diferencial	5 partes	6 partes (+IG: Granulocitos Inmaduros)	6 partes (+IG: Granulocitos Inmaduros)	6 partes (+IG: Granulocitos Inmaduros)
Rendimiento	60 muestras/ hora	60 muestras/ hora (hasta 70 con licencia Speed-up)	60 muestras/ hora (hasta 70 con licencia Speed-up)	60 muestras/ hora
Carga de muestras	Muestreador <u>opcional</u> 20 tubos (2 racks de 10)	Muestreador 20 tubos (2 gradillas de 10)	Modo individual	Modo individual
Modo de aspiración	Tubo abierto y cerrado	Tubo abierto y cerrado	Tubo abierto y cerrado	Tubo abierto
Volumen de aspiración	20 µL	25 µL	25 µL	25 µL
Parámetros reportables	21 parámetros	28 parámetros	28 parámetros	28 parámetros
Modo de fluidos corporales	No disponible	Disponible (con licencia)	Disponible (con licencia)	Disponible (con licencia)
Almacenamiento	10,000 resultados	100,000 resultados	100,000 resultados	100,000 resultados
Pantalla / Interfaz	Monitor externo (PC)	Pantalla táctil integrada a color	Pantalla táctil integrada a color	Pantalla táctil integrada a color
Reglas de decisión	Básicas	Rerun & Reflex Automático	Básicas	Básicas

Recomendación de recambio tecnológico - Analizadores Sysmex



Actual



XS-1000 con Automuestreador

Recomendación



XN-550



XS-1000 sin Automuestreador



XN-450/ XN-350